

AFT Magic Neo High-Fidelity DNA Polymerase (with dNTPs)

AFT Neo 超保真酶

产品名称	单位	货号
AFT Magic Neo High-Fidelity DNA Polymerase (with dNTPs)	100U	AFT2004-01
AFT Magic Neo High-Fidelity DNA Polymerase (with dNTPs)	5x100U	AFT2004-05

【储存条件】 长期保存，请置于-20°C，有效期 24 个月。经常使用，可置于 4°C 保存至少六个月。

【产品简介】

AFT Magic Neo 超保真 DNA 聚合酶在 Magic 超保真酶系列技术基础上，应用了 AFT 特制的<延伸增强剂>，抑制<PCR 停滞现象>，不仅保持了 Magic 超保真酶的高保真性，更明显提高了对**粗样品**模板的扩增效率。AFT Magic Neo 具有 5' 到 3' DNA 聚合酶活性和 3' 到 5' 的外切酶活性(即校读活性)，能够纠正 DNA 扩增过程中产生的碱基错配现象，在标准缓冲液中其保真度约相当于普通 Taq DNA Polymerase 的 50 倍、Pfu DNA Polymerase 的 6 倍。同时该酶还具有快速的 DNA 合成速度，约相当于普通 Taq DNA Polymerase 的 4-6 倍、Pfu DNA Polymerase 的 8-12 倍。该酶合成能力很强，即使是复杂的模板，也能快速准确的完成反应，尤其适用于对保真性要求高的 DNA 长片段的快速扩增，如基因克隆、测序、定点突变、SNP 分析等，也可用于 DNA 片段的末端补平。使用 AFT Magic Neo 超保真 DNA 聚合酶扩增得到的 PCR 产物无 3' 端突出碱基，不可直接用于 TA 克隆，可以用 AFT 特制的平末端 TOPO 克隆（货号 AFT2006-01 和 AFT2007-01）。

【单位定义】 用大马哈鱼精子 DNA 作为模板/引物，在 74°C、30 分钟内，摄入 10 nmol 的全核苷酸为酸性不溶物所需的酶量。

【产品组份】

AFT Magic Neo High-Fidelity DNA Polymerase (1U/μl)	100 μl
2mM dNTPs	2x1ml
2x AFT Magic Neo PCR Buffer	3x1.7 ml

【质量控制】

以λ DNA 为模板，能有效扩增 20 kb 的 DNA 片段；以基因组 DNA 为模板，能有效扩增单拷贝基因；无内切酶和外切酶污染。

【适用范围】

高保真扩增，长片段的快速扩增，如基因克隆、定点突变等；高 GC 含量、具有二级结构的复杂模板的扩增；**粗样品的直接扩增**。

【操作示例】

按下表配制 PCR 反应体系：

2x AFT Magic Neo PCR Buffer	12.5 μl
Primer 1 (10 μM)	0.5 μl
Primer 2 (10 μM)	0.5 μl
Template DNA*	10-200ng
2mM dNTPs	2.5μl
AFT Magic Neo High-Fidelity DNA Polymerase	0.5μl
ddH ₂ O 补足至	25 μl

建议的 PCR 条件：

95°C	2 min.
32-36 cycles of:	
95°C	25 sec.
53-64°C	20-25 sec.
72°C	15-30sec./1 kb
72°C	5 min.
保持 4°C forever	

*模板量：10~200 ng 基因组 DNA，10~30 ng 质粒，或 1~2 μl RT-PCR 反应后的 cDNA。以上举例为常规 PCR 反应系统，仅供参考。实际反应条件因模



北京啊凡提生物科技有限公司 AFT Biotechnology, Co., Ltd

板、引物等的结构不同而各异，需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件，并根据比例放大或缩小反应体系>。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。